

Standanalyse

Patient


Nachname Gleichgewichtsanalyse
Vorname Druckmessplatte
Geschlecht W weiblich

Record

Messdatum 29.11.2022 15:20



Beidbeinstand



Analysezeit [sec]	9.9	
95% Konfidenz Ellipsen...	82	
COP Weglänge [mm]	67.5	
COP Durchschnittsgesc...	6.8	

Fläche Ellipse: gut <50 akzeptabel <100 schlecht >100
Durchschnittsgeschwindigkeit: gut <10 akzeptabel <20 schlecht >20

Belastung linker Fuß

Vorfuß [%]	4	
Rückfuß [%]	1	
Total [%]	5	


9
4
7

Belastung rechter Fuß

	3	Vorfuß [%]
	6	Rückfuß [%]
	6	Total [%]

4
5
3

Einbeinstand links




Analysezeit [sec]	10.0	
95% Konfidenz Ellipsen...	244	
COP Weglänge [mm]	285.1	
COP Durchschnittsgesc...	28.5	

Fläche Ellipse: gut <200 akzeptabel <500 schlecht >500
Durchschnittsgeschwindigkeit: gut <30 akzeptabel <50 schlecht >50

Interpretation Geschw.: Seitenvergleich!
schnell = OSG Ausgleich,
langsam = große Gelenke Ausgleich


Einbeinstand rechts



Analysezeit [sec]	10.1	
95% Konfidenz Ellipsen...	467	
COP Weglänge [mm]	338.4	
COP Durchschnittsgesc...	33.7	



BRIO 4K Stream



BRIO 4K Stream



BRIO 4K Stream